

DAYANIKLI TAŞINIR ENVANTER YÖNETİMİ EKRANI

Dayanıklı Taşınır Envanter Yönetimi Ekranı bünyesinde **Dayanıklı Taşınır Bilgileri** ve **Kare Kod** sekmeleri ile oluşturulan iki modül bulunmaktadır. Dayanıklı Taşınır Bilgileri Modülü üzerinden kurumlarımız bünyesinde depo kaydı oluşturulan tüm dayanıklı taşınırlara ait **idari** ve **teknik** bilgilerin girişi yapılacaktır. Veri girişinin ardından tüm dayanıklı taşınırlar için taşınır bilgilerinin yer aldığı kare kod uygulamaları gerçekleştirilecektir.

1. Dayanıklı Taşınır Bilgileri Modülü

Bu veri girişlerinde 253-03-04, 253-03-05, 253-03-06, 253-03-08, 255-01-05-01 hesap kodları ve maddi olmayan duran varlıkların yer aldığı 267 hesap kodlarında yer alan biyomedikal nitelikli dayanıklı taşınırların verilerinin girilmesine öncelik verilecektir.

Modül içerisinde yer alan “Biyomedikal Teknoloji Türü” ve “Biyomedikal Teknoloji Tanımı” içerisinde tanımlanmış taşınırların Kamu Hastane Birliklerinde, birliklere bağlı sağlık tesislerinde, özellikli sağlık araçlarında, sağlık tesislerine bağlı tüm depo ve ambarlarda bulunan cihaz, ekipman ve sistemlerin dayanıklı taşınır niteliğinde takibi esas alınmıştır.

Listelerde yer alan ve sarf niteliğinde takibi sürdürülen taşınırların dayanıklı taşınır niteliğinde takibi için devirler ilgili depo sorumlusu Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerince gerçekleştirilecektir. Listede bulunamayan veya mükerrerlik durumlarında bağlı bulunulan Genel Sekreterlik’lerin Mali Hizmetler Başkanlığı bünyesinde yer alan Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimleri ve Stok Birimlerine danışılması uygundur.

Biyomedikal tür ve tanım listelerinde yer alan tüm biyomedikal amaçlı dayanıklı taşınırla ilişkin;

- Taşınırla ait tür bilgisinin **Biyomedikal Tür** listesinden eşleştirilmesi,
- Taşınırla ait tanım bilgisinin **Biyomedikal Tanım** listesinden eşleştirilmesi,
- Taşınırla ait yer bilgisinin **Kullanım Yeri** listesinden seçilmesi,
- Taşınırla ait branş bilgisinin **Klinik Branş** listesinden seçilmesi,
- Taşınırla ait marka bilgisinin **Marka** listesinden seçilmesi,
- Taşınırla ait hatırlatıcı **Açıklama** bilgisinin girilmesi,
- Taşınırla ait marka bilgisinin **Model** bilgisinin girilmesi,
- Taşınırla ait **seri numarası** biliniyorsa seri numarası bilgisinin el ile girilmesi,
- Taşınırla ait **lot / parti numarası** biliniyorsa lot / parti numarasının el ile girilmesi,
- Taşınırla ait TİTUBB kaydı var ise küresel **barkodunun** el ile girilmesi,
- Taşınırla ait **edinme yılının** sadece yıl bazlı olarak el ile girilmesi,
- Taşınırla ait **üretim yılı** biliniyorsa üretim yılı bilgisinin el ile girilmesi,
- Taşınırla ait edinme yılı itibariyle geçerli olan **garanti süresi** bilgisinin el ile girilmesi,
- Taşınırla ait güncel **durumunun** tanımlanması ve ilgili durumlarda “Pasif ve Arızalı İse Nedeni” listesinden seçilmesi işlemleri gerçekleştirilecektir.
-

Biyomedikal tür ve tanım listelerinde yer almayan diğer dayanıklı taşınırlara ilişkin;

- Taşınırla ait **marka** bilgisinin el ile girilmesi,
- Taşınırla ait varsa **açıklamaların** el ile girilmesi,
- Taşınırla ait **model** bilgisinin el ile girilmesi,
- Taşınırla ait **seri ve / veya IMEI numarası** biliniyorsa seri numarası bilgisinin el ile girilmesi,
- Taşınırla ait **edinme yılının** sadece yıl bazlı olarak el ile girilmesi,
- Taşınırla ait **üretim yılı** biliniyorsa üretim yılı bilgisinin el ile girilmesi,

- g. Taşının edinme yılı itibariyle geçerli olan **garanti süresi** bilgisinin el ile girilmesi,
h. Taşının güncel **durumunun** tanımlanması ve ilgili durumlarda “Pasif ve Arızalı İse Nedeni” listesinden seçilmesi işlemleri gerçekleştirilecektir.

Bu veri giriş işlemlerini takiben dayanıklı taşınırların güncel **zimmet** bilgisi kontrol edilecektir. Bu faaliyetlerin sürekliliği sağlanmalı ve takibi gerçekleştirilmelidir.

| Sicil No | Malzeme Tanımı | Açıklama | Künye No | Fiyatı |
|----------------------|-----------------------|---|------------|-----------|
| 253-03-05-01-07-09-4 | DEFİBRİLATOR ÇHAZLARI | DEFİBRİLATOR ÇHAZI ZOLL MARKA M SERISI M | 1007318021 | 10.681,20 |
| 253-03-05-01-07-09-4 | DEFİBRİLATOR ÇHAZLARI | DEFİBRİLATOR ÇHAZI ZOLL MARKA M SERISI M | 1008275985 | 10.681,20 |
| 253-03-05-01-07-09-4 | DEFİBRİLATOR ÇHAZLARI | DEFİBRİLATOR ÇHAZI ZOLL MARKA M SERISI M | 1008275986 | 10.681,20 |
| 253-03-05-01-07-07-4 | DEFİBRİLATOR ÇHAZLARI | DEFİBRİLATOR ÇHAZLAR RENKLI EKTRAN EI | 1008275987 | 18.992,10 |
| 253-03-05-01-07-07-4 | DEFİBRİLATOR ÇHAZLARI | DEFİBRİLATOR ÇHAZLAR RENKLI EKTRAN EI | 1007797452 | 18.992,10 |
| 253-03-05-01-09-07-1 | ELEKTRO FOREZ ÇHAZI | ELEKTRO CERRAHI ÜNİTESİ | 1008423664 | 17.700,00 |
| 253-03-05-01-125-12 | EKG ÇHAZI | E70 | 1008262253 | 2.970,00 |
| 253-03-05-01-125-12 | EKG ÇHAZI | CM 600 ELEKTROKARDİOGRAF | 1008276878 | 2.484,00 |
| 253-03-05-01-125-11 | EKG ÇHAZI | EKG ÇHAZI KARDİOPET 600 PETAŞ | 1008276575 | 3.332,88 |
| 253-03-05-01-125-11 | EKG ÇHAZI | KARDİOPET 600 ELEKTROKARDİOGRAF | 1008276576 | 3.332,88 |
| 253-03-05-01-125-11 | EKG ÇHAZI | KARDİOPET 600 ELEKTROKARDİOGRAF | 1008276577 | 3.332,88 |
| 253-03-05-01-125-11 | EKG ÇHAZI | EKG CARDİPIA 800 MODEL 812N, 812NH, 812P, | 1008264712 | 5.184,00 |
| 253-03-05-01-125-11 | EKG ÇHAZI | EKG CARDİPIA 800 MODEL 812N, 812NH, 812P, | 1008276572 | 5.184,00 |
| 253-03-05-01-125-11 | EKG ÇHAZI | EKG CARDİPIA 800 MODEL 812N, 812NH, 812P, | 1008276573 | 5.184,00 |
| 253-03-05-01-125-11 | EKG ÇHAZI | EKG CARDİPIA 800 MODEL 812N, 812NH, 812P, | 1008276574 | 5.184,00 |
| 253-03-05-01-125-11 | EKG ÇHAZI | EKG CARDİPIA 800 MODEL 812N, 812NH, 812P, | 1007840714 | 5.184,00 |
| 253-03-05-01-125-11 | EKG ÇHAZI | EKG CARDİPIA 800 MODEL 812N, 812NH, 812P, | 1007885721 | 5.184,00 |

Şekil 1 : Dayanıklı Taşınır Bilgileri Modülü

2. Kare Kod Modülü

Dayanıklı Taşınır Bilgileri Modülü’nden veri girişi tamamlandıktan sonra sistem tarafından otomatik bir künye numarası tanımlanacaktır. Bu künye numarasına bağlı olarak Kare Kod Modülünde bulunan, iki boyutlu kod jeneratörü / üretici ile her cihaza özgü birer kod üretilecektir. Bu kodun yer aldığı bir etiketin taşınır üzerinde en az bir (1) görünür bölgeye iliştilmiş, basılmış olması gerekmektedir. Üretilecek olan kare kod ile birlikte künye numarasının basılması ise kullanıcı insiyatiline bırakılmıştır. Kare kod ile birlikte künye numarasının da etikette yer almasını için etiketin “Üstünde” veya “Altında” seçenekleri bulunmaktadır. Üretilen olan kare kod içeriği ve yapısı, tüm baskı sistemlerinde kullanılacak olan kırtasiyelere ve yazıcı özelliklerine uyumludur. Farklı cihaz türleri için farklı boyut seçenekleri ve farklı baskı sistemleri için boşluk ayarlama imkanı verilmiştir. Gerekli seçimler ve ayarlamalar sonrasında tekli veya çoklu basım için kare kodlar oluşturulabilecektir.

Dayanıklı Taşınır Envanter Yönetimi Ekranı

Parametre Bilgileri

Birlik:TKHK MALATYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Birim:MALATYA DEVLET HASTANESİ

Yıl 2015

Bütçe Türü: Diğer Sermaye

Taşınır Kodu: 253-03-05

Malzeme Tanımı: [Seçili]

Künye No: [Seçili]

Depo Türü: [Seçili]

Depo: DEPO SEÇİNİZ

Zimmet Bilgisi: [Seçili]

Zimmet Yeri: [Seçili]

Biyo. Türü: [Seçili]

Biyo. Tanımı: [Seçili]

Marka: [Seçili]

Taşınır Kodlarında 2.Düzye girilmez gerekmektedir. Kırmızı renkli kayıtlar verisi girilmeyen malzemeleri göstermektedir.

Sorgula Temizle Uyarı

Sıralama Kriteri: [Seçili]

Dayanıklı Taşınır Kayıt Bilgileri

| Sicil No | Malzeme Tanımı | Açıklama | Künye No | Fiyatı | |
|-------------------------------------|-----------------------|---|------------|------------------|---------------|
| 253-03-05-01-07-09-5 | DEFİBRİLATOR ÇHAZLARI | DEFİBRİLATOR ÇHAZI ZOLL MARKA M SERISI M | 1007918021 | 10.681,20 | |
| 253-03-05-01-07-09-4 | DEFİBRİLATOR ÇHAZLARI | DEFİBRİLATOR ÇHAZI ZOLL MARKA M SERISI M | 1008275985 | 10.681,20 | |
| 253-03-05-01-07-09-7 | DEFİBRİLATOR ÇHAZLARI | DEFİBRİLATOR ÇHAZI ZOLL MARKA M SERISI M | 1008275986 | 10.681,20 | |
| 253-03-05-01-07-07-2 | DEFİBRİLATOR ÇHAZLARI | DEFİBRİLATOR ÇHAZLAR RENKLI EKLAN EI | 1008275987 | 18.992,10 | |
| 253-03-05-01-07-07-1 | DEFİBRİLATOR ÇHAZLARI | DEFİBRİLATOR ÇHAZLAR RENKLI EKLAN EI | 1007797452 | 18.992,10 | |
| 253-03-05-01-09-07-1 | ELEKTRO FOREZ ÇHAZI | ELEKTRO CERRAHI UNİTESİ | 1008423664 | 17.700,00 | |
| 253-03-05-01-125-12 | EKG ÇHAZI | E70 | 1008262253 | 2.970,00 | |
| 253-03-05-01-125-12 | EKG ÇHAZI | CM 600 ELEKTROKARDİOGRAF | 1008276878 | 2.484,00 | |
| 253-03-05-01-125-11 | EKG ÇHAZI | EKG ÇHAZI KARDİOPET 600 PETAŞ | 1008276575 | 3.332,88 | |
| 253-03-05-01-125-11 | EKG ÇHAZI | KARDİOPET 600 ELEKTROKARDİOGRAF | 1008276576 | 3.332,88 | |
| 253-03-05-01-125-11 | EKG ÇHAZI | KARDİOPET 600 ELEKTROKARDİOGRAF | 1008276577 | 3.332,88 | |
| 253-03-05-01-125-11 | EKG ÇHAZI | EKG CARDİPIA 800 MODEL 812N, 812NH, 812P, | 1008264712 | 5.184,00 | |
| 253-03-05-01-125-11 | EKG ÇHAZI | EKG CARDİPIA 800 MODEL 812N, 812NH, 812P, | 1008276572 | 5.184,00 | |
| 253-03-05-01-125-11 | EKG ÇHAZI | EKG CARDİPIA 800 MODEL 812N, 812NH, 812P, | 1008276573 | 5.184,00 | |
| 253-03-05-01-125-11 | EKG ÇHAZI | EKG CARDİPIA 800 MODEL 812N, 812NH, 812P, | 1008276574 | 5.184,00 | |
| 253-03-05-01-125-11 | EKG ÇHAZI | EKG CARDİPIA 800 MODEL 812N, 812NH, 812P, | 1007840714 | 5.184,00 | |
| 253-03-05-01-125-11 | EKG ÇHAZI | EKG CARDİPIA 800 MODEL 812N, 812NH, 812P, | 1007885721 | 5.184,00 | |
| Zimmet Bilgisi TULAY | | | BD | Kayıt Sayısı 713 | 10.316.839,33 |
| Depo:MAKİNA ÇHAZ VE TAŞITLAR DEPOSU | | | 967128640 | 11-4 | 8599604 |

Dayanıklı Taşınır Bilgileri

QR Kod

Boyut (cm): 1 1.5 2 3 4

Künye No Bilgisi: Gösterme Üstte Altta

Sütun Sayısı: 1

Boşluk Ayarları (cm): Üst 1.0 Sol 1.0 Sağ 1.0 Alt 1.0

Logo Türü: Logosuz 1.Logo 2.Logo 3.Logo

Logo Konumu: Üstte Sol Yanda

Doküm Türü: Png Pdf Excel(xlsx) Word(docx)

Yazdır Tüm Listeyi Yazdır

Şekil 2 : Kare Kod Modülü



Şekil 3 : Kare Kod (QR Code)